

WAS NEUHEIT 2016:  
100 % KONTROLLE BEIM EINSATZ.




Making vehicles special

# WAS Smart Check mobile – mobile Ausrüstungskontrolle mit RFID.

## KURZBESCHREIBUNG

Jetzt haben Rettungskräfte auch im Einsatz jederzeit 100% Kontrolle über ihre Ausrüstung. WAS Smart Check mobile informiert noch am Einsatzort in Echtzeit über vertauschte oder verlorene Einsatzmittel und schützt so vor dem Verlust wertvoller medizinischer Geräte. Darüber hinaus meldet das System auch Verfallsdaten und Wartungsintervalle. Mit WAS Smart Check mobile kann im manuellen oder im automatischen Betrieb gearbeitet werden. Im Automatik-Betrieb wird das System bei Ankunft am Einsatzort aktiviert. Nach einem einstellbaren Zyklus führt das System den Fahrzeugcheck durch. Alternativ kann nach Beendigung des Einsatzes per Startbutton auf dem Tablet-Monitor im Fahrzeug der Check manuell gestartet werden. Neben der Bestandskontrolle wird angezeigt, wann die Geräte zum letzten Mal im Fahrzeug waren. Diese Information grenzt bei einem etwaigen Verlust die Suche ein und spart Zeit. Das System verwendet wie auch das stationäre System die passive RFID-Technik und ist mit der stationären Version kompatibel.



Der übersichtliche, gut lesbare Tablet-Bildschirm dient nicht nur als Informationsausgabe, sondern auch als praktisches Eingabe-Tool für alle relevanten Daten.



Den Etiketten sieht man ihren digitalen Informationsgehalt nicht an, dennoch sind sie Datenträger für die lückenlose Dokumentation wichtiger Details zu Ausrüstungs- und Verbrauchsgegenständen.



Das gesamte System lässt sich problemlos an Bord integrieren. Durch die hohe Nutzerfreundlichkeit wird es schnell routiniert zur täglichen Arbeiterleichterung eingesetzt.

WAS NEUHEIT 2016:  
100 % KONTROLLE BEIM EINSATZ.



Making vehicles special




Mit Smart Check mobile geht nichts verloren. Aufgrund der gespeicherten Daten kann auch genau nachvollzogen werden, wann ein Gegenstand das letzte Mal an Bord war.



Umfassend: Alle medizinischen Geräte und die wichtigsten Verbrauchsmittel können mit RFID-Chips versehen werden. Sie werden dann auf Vollständigkeit, Haltbarkeit bzw. Wartungsbedarf geprüft.



Sämtliche Informationen zu Ausrüstungsgegenständen an Bord sind mit Smart Check mobile auch im Einsatz jederzeit abrufbar.



Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH | Lingener Straße 1 | 49835 Wietmarschen, Germany  
Telefon +49 5925 991-100 | Fax +49 5925 991-602 | info@was-vehicles.com | www.was-vehicles.com