

# Rettungswagen



## KURZBESCHREIBUNG

Dieser Rettungswagen ist bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3880 kg bemerkenswert kompakt. Durch seine hochwertige Wärme- und Schalldämmung empfinden Retter und Patienten seinen Innenraum als besonders ruhig und stressfrei. Durch optimale Raumausnutzung wurde insbesondere der Wunsch berücksichtigt, einen Angehörigen als Begleitung mitnehmen zu können. Höchste Ansprüche an Komfort und Hygiene erfüllen alle Arbeitsflächen und Bodenbeläge, während moderne LED-Beleuchtung im Innen- und Außenbereich die Sicherheit erhöht. Durch das Power-LOAD Fahrtragensystem werden im Bereich Ergonomie optimale Bedingungen geschaffen. Darüber hinaus werden auch von dieser Ambulanz Kernkompetenzen wie niedrige Wartungskosten und ein hoher Restwert erfüllt.



Das durchdachte Konzept ermöglicht eine perfekte Raumausnutzung.

## AUSSENAUSSTATTUNG

LED-Arbeitsscheinwerfer  
LED-Warnanlage vorne Type Defender (Code 3),  
hinten Marelko Design  
LED-Front- und Seitenblitzer  
Warnanlage mit zwei 100 Watt Lautsprechern und  
Haztec Zweiton-Verstärker  
Rückfahrkamera in der Heckkonsole integriert  
Seitliche Schiebetüren mit Schließhilfe  
Gefederter Heckauftritt aus Aluminium  
Sidebars mit RVS Auftritt  
Warnsystem bei Fehlbetankung



Das Raumkonzept berücksichtigt die Mitnahme einer Begleitperson.

### INNENAUSSTATTUNG

Deckenhoher Apothekerschrank inkl. Medizinschrank  
 Schubladenschrank links an der Trennwand inkl.  
 Thermobox mit Temperaturanzeige  
 Kofferschrank mit Auszug für Notfallkoffer und Laptop  
 Arbeitsflächen wannenförmig mit PVC verkleidet  
 Dachstufach mit LED-Beleuchtung in Trennwand  
 Sauerstoffflaschenschrank hinter dem Sitz an der  
 Trennwand  
 Hängeschrank mit 2 Klappen an linker Seitenwand  
 Stauschrank mit 4 Klappen, deckenhoch  
 Nach hinten zugänglicher Stauschrank für  
 Schaufeltrage, Wirbelbrett und Vakuummatratze  
 1 Begleitersitz mit Dreipunktgurt und integrierter  
 Kopfstütze  
 1 Angehörigensitz mit Dreipunktgurt und integrierter  
 Kopfstütze  
 1 Klappsitz an der Trennwand mit Dreipunktgurt  
 LED-Innenbeleuchtung mit Notlicht und blauem  
 Traumalicht  
 LED-Arztspot, geschaltet über Bedieneinheit  
 Elektrischer Heizlüfter, geregelt über Thermostat  
 Klimaautomatik mit WAS Klimatronik  
 Bedienfeld Wärmetauscher 7,5kW, geregelt über  
 Klimatronik  
 Bedienfeld Dachlüfter zur Be- und Entlüftung (12V)  
 Sauerstoffsteckdosen  
 12-/230-V-Steckdosen

### FAHRERRAUM

Navigationssystem (CityNav)  
 GPS Locator (RAM)  
 Funkausstattung (C2000)  
 Ampelsteuerung (Vetag)  
 Ladetechnik und Wechselrichter (Victron)  
 12-/230-V-Elektrik gut zugänglich in den  
 Sitzkisten verbaut  
 Fußtaster für die akustische Warnanlage  
 Notstarteinrichtung

### BESONDERHEITEN

Kofferschrank und Stauschrank von außen zugänglich  
 Auszüge für Notfallkoffer und Laptop  
 Sauerstoffschrank von vorne und oben zugänglich  
 Einparksensoren in Heckauftritt integriert  
 Elektrische Fahrtrage von Stryker

### BASISFAHRZEUG

Modell	Mercedes-Benz Emergency Sprinter
Fahrzeugtyp	319 CDI 4x2
Motorleistung	140kW/190PS
Getriebe	Automatikgetriebe
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Airco „Tempmatic“</li> <li>• Verstärkte Vorderachse</li> <li>• Stoßdämpfer mit extra Stabilität</li> <li>• Bi-Xenonscheinwerfer</li> <li>• Luftfederung</li> <li>• Motorweiterlaufschaltung</li> <li>• Parktronic</li> <li>• Zusatzheizung (5 kW)</li> <li>• Elektrische Schließhilfe Schiebetür</li> <li>• Thorax Airbags in den vorderen Sitzen</li> <li>• Window Airbags</li> </ul>
Radstand	3665 mm
Zulässiges	3880 kg
Gesamtgewicht	



Das Power-LOAD Befestigungssystem gewährleistet Sicherheit und Ergonomie beim Beladen des Rettungswagens.