

WAS SanSafe – Optimale Hygiene im System.

KURZBESCHREIBUNG

WAS SanSafe gibt Rettern mehr Zeit für den Einsatz sowie zusätzliche Sicherheit durch optimale Hygiene im Behandlungsbereich. Die voll in den Patientenraum integrierte Systemlösung von WAS und SKAN beseitigt zuverlässig Krankheitserreger und Keime auch an Stellen, die bei der Scheuer-/Wischdesinfektion nur schwer oder gar nicht erreicht werden können. Aus zwei im Deckencenter installierten Düsen setzt sich der Wirkstoff H_2O_2 als feiner Nebel in jede noch so kleine Ritze. Die Konsole mit dem Wirkstoff-Vorrat, dem Pumpsystem und der Steuerung verschwindet in einem Staufach und ist über die Außenklappe befüllbar. WAS SanSafe gibt Rettern optimale hygienische Sicherheit – und das in nur wenigen Minuten.



Effizient: Zwei Düsen im Deckencenter versprühen den Wirkstoff, und zwar so fein, dass er selbst kleinste Zwischenräume erreicht.



Integriert: Das System mit H₂O₂-Flaschen, Pumpen sowie Steuerung ist fest installiert und über die Außenklappe befüllbar.



Zuverlässig: Das System beseitigt Keime, die bei der herkömmlichen Scheuer-/Wischdesinfektion nur schwer oder gar nicht erreicht werden können.



Komfortabel: Die schnelle Durchführung sowie die einfache Bedienung sorgen für eine mühelose Desinfektion.

