

4-Tragen-Wagen



KURZBESCHREIBUNG

Der WAS 4-Tragen-Wagen wurde entwickelt für den Transport von Verletzten in Großschadensfällen. Bis zu 4 Personen können unter ärztlicher Begleitung zu einem nahegelegenen Versorgungszentrum zur Weiterversorgung gebracht werden. Eine ärztliche Erstversorgung von allen vier Patienten ist somit möglich. Die Tragenaufnahmen links und rechts können platzsparend und raumschaffend an die Seitenwand geklappt werden. Im Bedarfsfall werden die Tragenaufnahmen anwenderfreundlich abgesenkt, sodass eine ergonomische Beladung möglich ist.



Die Sauerstoffflaschen sind platzsparend und gut zugänglich hinter der Seitenschiebetür verstaut.



Wirbelbrett, Schaufeltrage oder Tragestuhl werden an den Hecktüren verlastet.



Während des Patiententransports werden die Beladungsrampen einfach hochgeklappt und sorgen für zusätzliche Stabilität.

Das Konzept ist auf andere Fahrzeugtypen übertragbar. Die Ausstattung ist beispielhaft und kann anforderungsgemäß angepasst werden.

WAS | 300 KRANKENTRANSPORTWAGEN TYP B

AUSSENAUSSTATTUNG

Warnsystem zur optimalen Sichtbarkeit im Notfall:
Frontwarnbalken in LED oder Halogen möglich
Heckwarnleuchten, in LED oder Halogen möglich
Akustische Warneinrichtung im Frontwarnbalken oder
abgesetzt in der Stoßstange
Arbeitsscheinwerfer rundherum zur Ausleuchtung
des näheren Fahrzeugumfeldes

INNENAUSSTATTUNG

Links und rechts an der Seitenwand jeweils ein
klappbares Gestell zur Aufnahme von je 2 Nottragen
Innenverkleidung ohne Spalten,
Versiegelung sämtlicher Übergänge
PVC-Boden
Installation einer leistungsfähigen Klimaanlage
im Patientenraum
Infusionshalterung an der Decke für jeden Patienten
Zweier-Sitzbank, inkl. Dreipunktgurten an der Trenn-
wand für Personal der medizinischen Versorgung
Schubladenschrank an der Trennwand zur Verlastung
medizinischer Ausstattung
Sauerstoffversorgung für alle 4 Patienten
Hängeschrank an der linken Seitenwand vorne zur
Unterbringung von Kleinmaterialien
Verlastung eines Tragestuhls und eines Wirbelbrettes
oder Schaufeltrage
Dachstaufach über dem Fahrerhaus, Zugang vom Pati-
entenraum aus, zur Unterbringung weiterer Materialien
Mittelkonsole zwischen Fahrer und Beifahrer im
Fahrerhaus: Unterbringung der zentralen Bedieneinheit,
Aufnahme von Dokumenten
Klimaanlage im Fahrerhaus durch das Basisfahrzeug
Optional: Wechselsprechanlage zwischen Fahrerhaus
und Patientenraum
Optional: Rückfahrkamera
Optional: Kamerasystem im Patientenraum

BASISFAHRZEUG

Modell	Mercedes-Benz Sprinter/ VW Crafter Kasten
Radstand	3665 mm
Gesamtlänge	6086 mm
Gesamtbreite	1933 mm
Gesamthöhe	2630 mm
Zulässiges	3880 kg
Gesamtgewicht	



Die Tragenaufnahmen links und rechts können platzsparend an die Seitenwand geklappt werden.



Die Tragenaufnahmen können abgesenkt werden, um eine ergonomische Beladung zu ermöglichen.