

Krankentransportwagen



KURZBESCHREIBUNG

Alles in diesem Krankentransportwagen ist für den Transport von adipösen Patienten ausgerichtet. Da ein solcher Einsatz sowohl für den Patienten als auch für den Helfer eine große Belastung darstellt, haben wir besonderen Wert auf Ergonomie gelegt: Die verstärkte Trage fährt komfortabel per Knopfdruck mit einer elektrischen Seilwinde hoch. Darüber hinaus gewährleisten zwei Schiebetüren an beiden Seiten und die zweiflügelige Rückwandtür, die um 270° weggeklappt werden kann, einen bequemen und größtmöglichen Zugang zum Behandlungsraum.



Besonders ergonomisch: Die Trage lässt sich bequem per Knopfdruck mit einer elektrischen Seilwinde hochfahren.

AUSSENAUSSTATTUNG

Spezielle Fahrtragenklapprampe
Warnbalken RTK-QS, Xenomodul (KL-XR2), 12V vorne
Frontblitzer
2 x 2 Martin Signalfanfare
Doppelblitzkennleuchten hinten
Effekta Rückwärts-Warnsignal hinten
6 Arbeitsscheinwerfer
Heckaufstieg federnd

INNENAUSSTATTUNG

Fixierungssystem für Schwerlasttragen wahlweise für Stryker Schwerlasttrage 6083 (Tragfähigkeit 725 kg) oder Stryker Power Pro (Tragfähigkeit 318 kg)
Airlineschienen im Boden eingelassen
Ambulanztisch entnehmbar, mit Fixierpunkten für Airlineschienen
Trennwandschrank



Hohe Flexibilität: Das Fahrzeug kann mit Schwerlasttragen mit einer Tragfähigkeit von wahlweise 318 kg oder 725 kg ausgestattet werden.

WAS | 300
KTW TYP B FÜR ADIPOSE PATIENTEN

INNENAUSSTATTUNG

- Staufach hoch hinter zweiter Schiebetür für Sauerstoff und Medizintechnik
- Schubladenschrank
- Thermobox
- Medikamentenkühlbox
- Arbeitsfläche mit Edelstahl
- Arztstuhl an der Trennwand
- Seilwinde für Stryker Schwerlasttrage unter dem Arztstuhl
- Stauschrank für Rucksack/Koffersystem
- Mechanische Einstiegshilfe Schiebetür rechts
- Radkastenverkleidung links und rechts
- Begleitorsitze auf Radkasten rechts
- Medizinische Geräte an der linken Seitenwand
- Deckenentnahme mit Infusionshalter
- Innenbeleuchtung mit Notbeleuchtung
- Standheizung für Fahrer- und Patientenraum
- Klimaanlage für Fahrer- und Patientenraum
- 12-V-Bordstromversorgung
- Netzeingang 230 V
- Sinus-Wechselrichter 12 V
- Dachlüfter

FAHRERRAUM

Mittelkonsole zur Bedienung der gesamten Warn-technik zwischen Fahrer- und Beifahrersitz

BESONDERHEITEN

- Stauschrank für Notfallrucksack von außen zugänglich
- Spezielle Fahrtragenklapprampe

BASISFAHRZEUG

Fahrzeugtyp	316 CDI
Fahrzeugart	Kastenwagen, Hochdach
Motorleistung	120 kW
Getriebe	Automatikgetriebe
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Verstärkte Vorderachse • Schiebetür rechts und links • Rückwandtür zweiflügelig 270 Grad • Klimaanlage
Radstand	3665 mm
Zulässiges	3880 kg
Gesamtgewicht	



Auf dem rechten Radkasten befindet sich ein zweiter Arztstuhl, unter dem eine Seilwinde für die Schwerlasttrage angebracht ist.



Die gesamte Warntechnik lässt sich bequem über die zwischen Fahrer- und Beifahrersitz platzierte Mittelkonsole bedienen.



Besonders ergonomisch: Der Stauschrank für den Notfallrucksack ist von außen zugänglich. Er befindet sich an der rechten Fahrzeugseite und ist damit auf dem kürzesten Weg erreichbar.