

# Rettungswagen



## KURZBESCHREIBUNG

Der Tiefbettrahmen dieses WAS RTW des Typs C ermöglicht eine niedrigere Einstiegshöhe und erleichtert so den Zugang zum Patientenraum. Und auch darüber hinaus hat der Kofferaufbau durchdachte Ergonomie zu bieten: Die Halterungen für einen ungenutzten Rollstuhl oder Gepäck sind einfach zu bedienen, flexibel und sicher, die leicht zugänglichen Außenklappen erweitern den Stauraum.

Für eine bessere Sichtbarkeit sorgen Front- und Heckwarnanlage sowie seitlich angebrachte Arbeitsscheinwerfer in energieeffizienter LED-Technik.



Ergonomie pur: Der Tiefbettrahmen ermöglicht eine niedrigere Einstiegshöhe und erleichtert so den Zugang zum Patientenraum.

## KOFFERAUFBAU

Innenmaße	Länge 3590 mm
Türen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seitliche Drehtür vorne rechts</li><li>• Doppelfügel Tür hinten</li></ul>
Klappen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Staufachklappe vorne rechts für Notfallkoffer</li><li>• Zugangsklappe hinten rechts für Medizintechnik-Stauschrank</li></ul>
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"><li>• 205 mm geringere Beladehöhe durch Tiefbettrahmen</li><li>• Hohe Verwindungssteifigkeit durch verstärkte Kofferanbindung</li><li>• Heckaufstieg federnd</li><li>• Dachlüfter</li></ul>



Front- und Heckwarnanlage sowie seitlich angebrachte Arbeitsscheinwerfer in modernster LED-Technik sorgen für eine bessere Sichtbarkeit.

# WAS | 500 RTW TYP C MIT TIEFBETTRAHMEN 4,2T

## AUSSENAUSSTATTUNG

Rückfahrkamera mit Shutter  
LED-Außenbeleuchtung  
LED-Arbeitscheinwerfer außen  
Warnanlage in LED-Technik  
LED-Frontblitzer Sputnik nano

## INNENAUSSTATTUNG

Trennwandschrank mit Apothekerauszug,  
Medikamentenfach, Thermobox und Kompressor-  
Kühlschublade mit Display, Schubladenschrank,  
Schrank für Notfallkoffer/-Rucksack  
Hochschrank für Sauerstoff  
Stauschrank mit Außenklappe für Vakuummatratze  
und Schaufeltrage  
Kompressor-Kühlschublade  
Tragestuhl mit Dreipunktgurt  
2 Begleitersitze mit Dreipunktgurt  
Hydraulischer Schwerlast-Ambulanztisch  
HYDROPULS HP2  
Deckencenter lange Ausführung mit  
2 integrierten Haltestangen  
LED-Innenbeleuchtung mit Notlicht und blauem  
Nacht-/Ruhelicht  
Wärmetauscher 7,5 kW  
Elektrischer Heizlüfter, geregelt über Thermostat  
separat regelbare Klimaanlage im Patientenraum  
Folientastatur im Patientenraum  
Sauerstoffinstallation  
LED-Innenbeleuchtung  
Netzeingang 230 V  
12-V-Bordstromversorgung  
Unterbringung von Medizintechnik nach DIN EN 1789

## FAHRERRAUM

Rückfahrkamera mit Shutter  
Funkvorrüstung  
Mittelkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrersitz

## BESONDERHEITEN

Der Tiefbettrahmen erleichtert den Zugang zum  
Patientenraum durch die um 200 mm geringere  
Einstiegshöhe

## BASISFAHRZEUG

Modell	Mercedes-Benz Sprinter
Fahrzeugtyp	316 CDI 4x2
Motorleistung	120 kW / 163 PS
Getriebe	Automatikgetriebe
Ausstattung	• Luftfederung • Klimaanlage
Radstand	3850 mm
Zulässiges	4200 kg
Gesamtgewicht	



Praktisch: Die Halterung für einen ungenutzten Rollstuhl oder Gepäck ist einfach zu bedienen, sehr flexibel und hält sicher.



Die Außenklappen erweitern den Stauraum und sind leicht zugänglich.