Krankentransportwagen





KURZBESCHREIBUNG

Der KTW Typ A2 bietet sowohl dem Patienten als auch dem Rettungsdienstpersonal ein Maximum an Sicherheit und Komfort. Die individuell auf die Anforderungen angepassten Außen- und Innenausstattungen ermöglichen ergonomisches Arbeiten und einen sicheren Patiententransport. So zählen eine Halterung für unbenutzte Rollstühle oder Gepäck und eine Aluminium-Klapprampe zu einer Ausstattung, die die tägliche Arbeit erleichtern. Eine WAS Lösung aus der Praxis für die Praxis.



Integrierte Warnanlage vorn WAS 300-Design Integrierte Warnanlage hinten WAS 300-Design Warnanlage Hänsch Typ 620 Einbau im Kühlergrill Frontblitzer Typ: Sputnik pico im Stoßfänger verbaut

INNENAUSSTATTUNG

Großer Rolloschrank zur Aufnahme der erforderlichen Ausrüstung

Großzügig dimensionierte Schubladen

Stauschrank für Sauerstoffflasche

Vakuummatratzenschrank an der Seitenwand

Modul zur Aufnahme eines Notfallrucksacks

Klappsitz an der Trennwand

Entnehmbarer Tragestuhl mit Bodenhalterung

Beladerampe aus Aluminium

12 V Stromversorgung

Klimaanlage im Patientenraum

Dachstaufach

Halterung eines unbenutzten Rollstuhls inkl. Airlineschiene



Der großzügige Zugang zum Patientenraum wird über mechanische oder elektrische Trittstufen erleichtert.





Den Formen des Fahrzeugs angepasste Warnanlage in LED-Technik übertrifft die neuesten technischen Standards.

FAHRERRAUM

Lesebeleuchtung an Beifahrerposition Analog- und Digitalfunkvorbereitung Mittelkonsole mit eingearbeiteten Schaltern für die Warnanlage

BESONDERHEITEN

Mobiliar zur Unterbringung der medizinischen Ausstattung

Großes Platzangebot

Unfalldatenschreiber

Elektrischer Heizlüfter, geregelt über Thermostat

Netzeingang 230 V

Zusatzbatterie mit Trennrelais


Halterung eines unbenutzten Rollstuhls

inkl. Airlineschiene

Gesamtgewicht

Mechanische Trittstufe am Seiteneinstieg


BASISFAHRZEUG	
Modell	Mercedes Sprinter
Fahrzeugtyp	313 CDI
Motorleistung	95 kW/129 PS
Getriebe	Automatikgetriebe
Fahrzeugart	Kastenwagen
Radstand	3250 mm
Zulässiges	3500 kg



Die Beladerampe aus Aluminium ermöglicht ein komfortables und sicheres Einschieben des Tragestuhls.



Der großzügig gestaltete Patientenraum bietet viel Platz und Funktionalität.



Glatte Flächen und hochwertige Möbelmaterialien ermöglichen es, den strengen hygienischen Anforderungen gerecht zu werden.