

Krankentransportwagen



KURZBESCHREIBUNG

Der Notfall-KTW Typ B verbindet die Funktionalität des KTW und das Platzangebot eines Rettungswagens. Der im Vergleich zu einem herkömmlichen KTW deutlich größere Stauraum ermöglicht es Ihnen spielend, die geforderte erweiterte Notfallausrüstung sicher unterzubringen.

Mit dem Notfall-KTW können Sie eine adäquate Erstversorgung von Notfallpatienten durchführen.

AUSSENAUSSTATTUNG

Vorne Warnbalken Hänsch DBS3000 LED

Hinten Blaulicht Comet B LED der Firma Hänsch mit integrierter Akustik

Umfeldbeleuchtung

Arbeitscheinwerfer am Heck



Das großzügige Platzangebot erlaubt die sichere Unterbringung der erweiterten Notfallausrüstung.

INNENAUSSTATTUNG

Großer Rolloschrank zur Aufnahme der erforderlichen Ausrüstung

Großzügig dimensionierte Schublade

Stauschrank für Sauerstoffflasche mit zusätzlichen Staufächern

Vakuummatratzenschrank an der Seitenwand mit zusätzlicher Verstaumöglichkeit eines Spineboards

Hängeschrank an der linken Fahrzeugseite über die gesamte Länge

Klappsitz an der Trennwand

Halterung für Notfallkoffer

Radkasten verkleidet mit Edelstahl

Entnehmbare Tragestuhl mit crashgetesteter Bodenhalterung



Der entnehmbare Tragestuhl ist mit einer crashgetesteten Halterung sicher befestigt.

WAS | 300 NOTFALL- / KATASTROPHENSCHUTZ-KTW TYP B

INNENAUSSTATTUNG

Beladerampe aus Aluminium
12-V-Stromversorgung
Klimaanlage im Patientenraum
Dachstaufach

FAHRERRAUM

Lesebeleuchtung an Beifahrerposition
Navigationssystem
Analog- und Digitalfunk
Rückfahrkamera
Mittelkonsole mit eingearbeiteten Schaltern
für Warnanlage und Umfeldbeleuchtung

BESONDERHEITEN

Unterbringungsmöglichkeiten für die erweiterte
medizinische Ausstattung im KTW Typ B
Großes Platzangebot
Unfalldatenschreiber
Elektrischer Heizlüfter, geregelt über Thermostat
Netzeingang 230 V
Zusatzbatterie mit Trennrelais
Stauschrank für Vakuummatratze und Spineboard

BASISFAHRZEUG

Modell	Mercedes Sprinter
Fahrzeugtyp	316 CDI
Motorleistung	120 kW / 163 PS
Getriebe	Automatikgetriebe
Fahrzeugart	Kastenwagen
Radstand	3665 mm
Zulässiges	3880 kg
Gesamtgewicht	

Optional ist auch eine Ausstattung mit hydraulischem Ambulanztisch und zusätzlicher Tragenlagerung als Katastrophenschutzfahrzeug möglich.



Die stabile Beladerampe aus Aluminium ist platzsparend untergebracht und einfach einzusetzen.



Hohe Flexibilität des Katastrophenschutz-KTW: Für den Standard-Einsatz mit einem liegenden Patienten wird die zweite Trage einfach seitlich hochgeklappt.