

# Rettungswagen



## KURZBESCHREIBUNG

Trotz kompakter Abmessungen verfügt die ALS über ein zulässiges Gesamtgewicht von 3880 kg. Der Rettungswagen hat eine besonders hochwertige Wärme- und Schalldämmung, neueste LED Beleuchtung im Innen- und Außenbereich und eine integrierte, sehr leistungsfähige optische und akustische Warnanlage. Auch der Patientenraum hat ein hohes Niveau an Komfort und Ergonomie zu bieten: Seine Einrichtung basiert auf einem durchdachten und bewährten Konzept, wobei das Streben nach maximaler Sicherheit für Patienten und Sanitäter immer im Mittelpunkt steht. Die Arbeitsflächen und Bodenbeläge erfüllen die höchsten Ansprüche im Bereich Hygiene und Langlebigkeit. Durch niedrige Wartungskosten und einen hohen Restwert ist der Ambulanz Kastenwagen von WAS auch aus ökonomischer Sicht eine gute Investition.



Die Seitentür verfügt über Schiebefenster und Schließhilfe. Die Sidebars mit RVS Auftritt erleichtern Ein- und Ausstieg.

## AUSSENAUSSTATTUNG

LED-Arbeitsscheinwerfer  
LED-Warnanlage vorne und hinten, Marelko Design  
LED-Front- und Seitenblitzer  
Warnanlage mit zwei 100 Watt Lautsprechern und Hastec Zweiton-Verstärker  
Rückfahrkamera in der Heckkonsole integriert  
Seitliche Schiebetüren mit Schließhilfe  
Gefederter Heckauftritt aus Aluminium  
Sidebars mit RVS Auftritt  
Warnsystem für Fehlbetankung



Das Move-In-Beladehilfssystem für die Fahrtrage ermöglicht ein besonders sicheres und ergonomisches Beladen des Rettungswagens.

**INNENAUSSTATTUNG**

- Schubladenschrank links an der Trennwand
- Thermobox mit Temperaturanzeige
- Schubladenschrank an der Schiebetür rechts inkl. Auszug für EKG und Laptop
- Arbeitsflächen wannenförmig mit PVC verkleidet
- Dachstufach mit LED Beleuchtung in Trennwand
- Sauerstoffflaschenschrank hinter der rechten Schiebetür mit Aussparung zur Bedienung vom Patientenraum
- Hängeschrank links mit 2 Klappen und variabler Fachunterteilung
- Vakuummatratzenschrank mit Staufach für Schaufeltrage
- Schmaler Hochschrank am Kofferschrank zur Unterbringung diverser Ausrüstungsgegenstände
- Kofferschrank hinten rechts deckenhoch, von außen zugänglich
- 1 Begleitersitz mit Dreipunktgurt und integrierter Kopfstütze
- 1 Klappsitz an der Trennwand mit Dreipunktgurt
- LED-Innenbeleuchtung mit Notlicht und blauem Traumalicht, LED-Arztspot, geschaltet über Bedieneinheit
- Elektrischer Heizlüfter, geregelt über Thermostat
- Klimaautomatik mit WAS Klimatronik Bedienfeld
- Wärmetauscher 7,5 kW, geregelt über Klimatronik Bedienfeld
- Dachlüfter zur Be- und Entlüftung, 12V
- Sauerstoffsteckdosen
- 12- / 230-V-Steckdosen

**FAHRERRAUM**

- RAM Locator (GPS)
- Funkausstattung (C2000)
- Blackbox (Fleetlogic)
- Ampelsteuerung (KAR)
- Ladetechnik, 230- und 12-V-Elektrik gut zugänglich in den Sitzkisten verbaut
- Fußtaster für Warnanlage
- Zusätzliche Schaltposition an der Fahrertür für die akustische Warnanlage
- Notstarteinrichtung

**BESONDERHEITEN**

- EKG Auszug und Laptopschublade am Schubladenschrank
- Einparkensoren in Heckauftritt integriert
- Luftfederung
- Beladehilfssystem für Fahrtrage (Move-In)

**BASISFAHRZEUG**

Modell	Mercedes-Benz Emergency Sprinter
Fahrzeugtyp	319 CDI 4x2
Motorleistung	140kW / 190PS
Getriebe	Automatikgetriebe
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Airco „Tempmatik“</li> <li>• Verstärkte Vorderachse</li> <li>• Stoßdämpfer mit extra Stabilität</li> <li>• Xenonscheinwerfer</li> <li>• Motorweiterlaufschaltung</li> <li>• Parktronic</li> <li>• Thorax Airbags in den vorderen Sitzen</li> <li>• Window Airbags</li> </ul>
Radstand	3665 mm
Zulässiges	3880 kg
Gesamtgewicht	



Der geräumige Stauschrank ist von außen zugänglich und bietet viel Platz für zusätzliche Ausrüstung.



Im Schubladenschrank ist ein Auszug für EKG und Laptop integriert.