

Baby-Notarztwagen



KURZBESCHREIBUNG

Der Transport von Neu- und Frühgeborenen ist besonders sensibel und erfordert eine entsprechende Fahrzeugausstattung. Der WAS Baby-NAW ist perfekt für diese anspruchsvollen Einsätze ausgelegt. Der Inkubator wird einfach und direkt durch die seitliche Schiebetür geladen und ist quer zur Fahrtrichtung eingebaut, damit negative Einwirkungen von Längsbeschleunigung vermieden werden. So wird ein möglichst ruhiger Transport gewährleistet. Dank der zwei Begleitersitze mit integriertem Dreipunktgurt sitzen die Begleiter sicher und der Säugling kann optimal versorgt werden.



Große Schränke an beiden Seitenwänden bieten viel Stauraum für medizinische Ausstattung.

AUSSENAUSSTATTUNG

Rückfahrkamera mit Shutter
LED-Außenbeleuchtung
LED-Arbeitsscheinwerfer außen
LED-Warnanlage hinten im WAS New Design
LED-Frontblitzer Sputnik nano

INNENAUSSTATTUNG

Ambulanztisch vorne quer eingebaut
Elektrisches Druckentlastungsventil für die Sauerstoff- und Druckluftversorgung
2 Begleitersitze mit integriertem Dreipunktgurt
LED-Innenbeleuchtung mit Notlicht und blauem Nacht-/Ruhelicht
Wärmetauscher 7,5 kW, geregelt über Thermostat
Elektrischer Heizlüfter, geregelt über Thermostat
Separat regelbare Klimaanlage im Patientenraum
2 Lautsprecher im Patientenraum
Sauerstoffinstallation



Der quer zur Fahrtrichtung eingebaute Inkubator verhindert eine sich auf den Säugling negativ auswirkende Längsbeschleunigung.

WAS | 500
BABY-NAW TYP C MIT TIEFBETTRAHMEN 4,2T

INNENAUSSTATTUNG
 Elektrische Trittstufe seitlich

MÖBEL
 Große Stauschränke an linker und rechter Seitenwand
 Stauschrank für 2 x 11 Liter Sauerstoff links
 Stauschrank mit variabler Halterung für 2 Reserveflaschen
 Stauschrank für 2 x 11 Liter med. Druckluft rechts
 Hängeschrank an der Trennwand mit Unterbaukonsole
 Kühlschrank und Thermobox im frei stehenden Mittelschrank
 Mittelkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrersitz
 Kompressorkühlschrank

SONSTIGES
 Beladung des Baby-Inkubators durch seitliche Schiebetür
 Netzeingang 230 V
 230-V-Stromversorgung im Fahrbetrieb gewährleistet über Wechselrichter
 12-V-Bordstromversorgung
 Funkvorrüstung
 Unterbringungsmöglichkeit von Medizintechnik nach DIN EN 1789

BASISFAHRZEUG

Modell	Mercedes-Benz Sprinter
Fahrzeugtyp	316 CDI 4 x 2
Motorleistung	120kW/ 163 PS
Getriebe	Automatikgetriebe
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Luftfederung • Klimaanlage • Radioanbindung an den Patientenraum • AL-KO-Tiefbettrahmen
Radstand	3850 mm



Kühlschrank und Thermobox sind im Mittelschrank schnell zu erreichen, Seitenfenster bringen höheren Komfort.



Dank der zwei Begleitersitze mit integriertem Dreipunktgurt sitzen die Begleiter sicher und der Säugling kann optimal versorgt werden.



Der Inkubator wird einfach und direkt durch die seitliche Schiebetür geladen.