

WAS[®]

MAKING VEHICLES SPECIAL



Samochód ratunkowy:
**WAS 300 – Wszechstronny
pojazd.**

WAS | 300 ALS / BLS

Nowy samochód ratunkowy WAS 300 Wszechstronny.



KRÓTKI OPIS

Pojazdy WAS są specjalnie projektowane z myślą o różnych zastosowaniach i krajach docelowych na całym świecie. Najważniejsze są bezpieczeństwo, ergonomia, ekonomia i przydatność w danych warunkach środowiskowych. Aby sprostać szczególnym warunkom panującym w krajach docelowych, pojazdy są wyposażone np. w specjalne podwozia lub wzmocnione / podwójne systemy klimatyzacji lub ogrzewania. Karetka WAS 300 została zaprojektowana specjalnie do ratownictwa miejskiego i wiejskiego. Jest zbudowana zgodnie z normą EN 1789, co czyni ją jedną z najbezpieczniejszych karetek na świecie.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

Wnętrze wykonane jest ze specjalnych materiałów nieorganicznych:

- Dobór materiałów do ekstremalnych warunków klimatycznych
- Ciągła wentylacja zapobiegająca skokom temperatury
- Konstrukcja mebli bez szczelin, zapobiegająca gromadzeniu się brudu
- Wszystkie narożniki i połączenia uszczelnione, uniemożliwiające przedostawanie się płynów
- Łatwe do dezynfekcji



Duży przedział medyczny pozwala na umieszczenie całego sprzętu medycznego.



Dwa składane fotele opiekuna po prawej stronie dla personelu ratowniczego lub osób towarzyszących.

LEWA ŚCIANA BOCZNA

Szafka wisząca z przezroczystymi klapami i automatycznym oświetleniem LED wewnątrz, umożliwiającym szybki podgląd zawartości

Lodówka kompresorowa

Schówek pod lodówką

Ruchome mocowanie sprzętu medycznego za pomocą szyn

Szafka dolna z przezroczystą klapką

Zewnętrzny schówek: miejsce na butlę z tlenem, deskę ortopedyczną, nosze podbierakowe, krzesło kardiologiczne, materac próżniowy, system KED, różne torby i skrzynkę do reimplantacji (niektóre przedmioty wyposażenia są również dostępne z wnętrza pojazdu)

Zasilanie 230 V i 12 V

Gniazdo tlenowe

Zaokrąglone i wyściełane krawędzie mebli

ŚCIANKA DZIAŁOWA

Okno między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym służące do komunikacji

Fotel lekarza z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa oraz dodatkowymi 4-punktowymi pasami bezpieczeństwa dla dzieci z zabezpieczeniem Isofix; fotel można przesuwac do przodu i do tyłu

Trzy szuflady do przechowywania leków

Półka na pojemniki na odpady, składana

Miejsce na plecak ratunkowy, szybki dostęp od wewnątrz i z zewnątrz

Termobox, regulowana temperatura

PRAWA ŚCIANA BOCZNA

Bezpieczny i łatwy dostęp dzięki szerokim drzwiom przesuwным (oryginalne Mercedes-Benz)

Duże boczne okno, przyciemniane i matowe

2 składane i obrotowe siedzenia dla pasażerów z wbudowanymi 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa

Szafka wisząca z przezroczystymi klapami i automatycznym oświetleniem LED wewnątrz, umożliwiającym szybki podgląd zawartości

Centralny panel sterowania do obsługi wszystkich funkcji w przedziale medycznym

SUFIT

Możliwość integracji wysokowydajnego systemu klimatyzacji, zasilanego silnikiem pojazdu lub dodatkowo napięciem 230 V, jeśli pojazd jest podłączony do sieci 230 V

Jasne oświetlenie wewnętrzne LED i niebieskie światło awaryjne

Wentylatory dachowe do wentylacji

Stojak na kroplówki

Luk dachowy

STÓŁ MEDYCZNY Z PODSTAWĄ

Solidna i wzmocniona podstawa stołu typ Stem MEC 300, wraz z noszami typu Stollenwerk 3006/4002

Stół medyczny i nosze można zamontować w innych pojazdach bazowych

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Reflektory robocze LED: po 2 z prawej, lewej i z tyłu

Instalacja ostrzegawcza zapewniająca widoczność w zakresie 360°, wyposażona w najnowszą technologię LED:

- Belka ostrzegawcza LED z przodu i z tyłu
- Przednie światła błyskowe w osłonie chłodnicy
- Głośniki zintegrowane z osłoną chłodnicy



Aby zapewnić maksymalną swobodę ruchów, krzeselka dla osób towarzyszących można łatwo złożyć.



Zewnętrzny schówek do przechowywania nieporęcznego sprzętu.

Nowy wszechstronny model WAS 300: Do szczególnie trudnych warunków pracy.

POJAZD BAZOWY

Model	Mercedes-Benz Sprinter Diesel
Moc silnika	Dostępne różne wersje
Przekładnia	Automatyczna lub manualna skrzynia biegów
Rozstaw osi	3665 mm
Dopuszczalna masa całkowita	4100 kg



Pomimo kompaktowych wymiarów zewnętrznych, model WAS 300 oferuje dużo miejsca dla pacjenta, załogi i sprzętu.



Jasne i przyjazne wnętrze zapewnia wysoki komfort personelowi pogotowia ratunkowego i pacjentom.

Koncepcja ta może być zastosowana w innych typach pojazdów. Wyposażenie jest przykładowe i może być dostosowane do wymagań.

