

**WAS**<sup>®</sup>

MAKING VEHICLES SPECIAL



Pogotowie ratunkowe:  
**WAS 300 ALS / BLS.**

WAS | 300 ALS / BLS

# Nowy model WAS 300: Do szczególnie trudnych warunków pracy.



## KRÓTKI OPIS

Pojazdy WAS są specjalnie projektowane z myślą o różnych zastosowaniach i krajach docelowych na całym świecie. Najważniejsze są bezpieczeństwo, ergonomia, ekonomia i przydatność w danych warunkach środowiskowych. Aby sprostać szczególnym warunkom panującym w krajach docelowych, pojazdy są wyposażone np. w specjalne podwozia lub wzmocnione / podwójne klimatyzacje lub systemy ogrzewania. Ta karetka WAS 300 została zaprojektowana specjalnie z myślą o szczególnie trudnych warunkach pracy.

## WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

Wnętrze zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o krajach o gorącym klimacie:

- Dobór materiałów do ekstremalnych warunków klimatycznych
- Ciągła wentylacja zapobiegająca gwałtownym wzrostom temperatury
- Konstrukcja mebli bez szczelin, zapobiegająca gromadzeniu się brudu
- Wszystkie narożniki i połączenia są uszczelnione, co uniemożliwia przedostawaniu się płynów
- Łatwość dezynfekcji



Duży przedział medyczny pozwala na umieszczenie całego sprzętu medycznego.



Dwa składane fotele opiekunów po prawej stronie dla personelu ratowniczego lub osób towarzyszących.

**LEWA ŚCIANA BOCZNA**

Centralny panel sterowania

Zasilanie 3 x 230 V

3 x zasilanie 12 V

Wskaźnik tlenu

2 gniazda tlenowe

Szafka wisząca 3-częściowa: część 1 z 10 szufladami na drobne materiały, część 2 i 3 z dużymi przegrodami z przesuwanymi okienkami z pleksiglasu

Zaokrąglone i wyścielane krawędzie mebli

System ogrzewania

Miejsce na sprzęt medyczny

Szafka na materace próżniowe z schowkiem na deskę do masażu kręgosłupa

**ŚCIANA DZIAŁOWA**

Szafka z 5 szufladami, jedna szuflada zamykana na klucz

Dozownik na ręczniki papierowe

Dozownik mydła

Schówek u góry

Przesuwane okno umożliwiające komunikację między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym

Fotel lekarza, składany, z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa

2 butle tlenowe o pojemności 10 l, ukryte przewody O<sub>2</sub>

Szafka na pojemniki na odpady

**PRAWA ŚCIANA BOCZNA**

Bezpieczny i łatwy dostęp dzięki szerokim drzwiom przesuwным (oryginalne Mercedes-Benz)

Duże boczne okno, przyciemniane i matowe

2 składane fotele dla opiekunów z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa

**DRZWI TYLNE**

Po lewej: miejsce na krzeselko kardiologiczne

**SUFIT**

Wysokowydajna klimatyzacja napędzana silnikiem pojazdu

Jasne oświetlenie wewnętrzne LED

Wentylator dachowy, zasilany energią słoneczną

Wentylator dachowy do wentylacji

Stojak na kroplówki

**MOCOWANIE NOSZY**

Solidna i wzmocniona podstawa noszy

Stabilna, składana rampa załadunkowa ułatwiająca załadunek i rozładunek pacjenta

Schówek na nosze podbierakowe

Nosze najazdowe, Ferno F2

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

Reflektory robocze LED: po 2 z prawej, lewej i z tyłu

Belka ostrzegawcza zapewniająca widoczność w zakresie 360°, LED

- Belka ostrzegawcza z przodu z wbudowanym głośnikiem, 100 W
- Lampy błyskowe w osłonie chłodnicy
- Aerodynamicznie zintegrowany system ostrzegawczy z tyłu w stylu WAS Design



Nosze podbierakowe są przechowywane pod podstawą stoły, co pozwala zaoszczędzić miejsce, a krzeselko kardiologiczne jest łatwo dostępne i znajduje się przy tylnych drzwiach.



Ta kompaktowa ambulans WAS 300 została zaprojektowana specjalnie do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.

# WAS 300: Idealne wyposażenie dla pacjentów i ratowników.

## WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

Torba ratunkowa
Nosze dla pacjentów
Krzeselko kardiologiczne
Ssak
Nosze podbierakowe
Kołnierze ortopedyczne
Defibrylator
Glukometr
Stetoskop
Nebulizator
Mobilny system zasilania tlenem
Narzędzie ratownicze
Zestaw przeciwoparzeniowy
Monitor pacjenta
Przygotowanie do respiratora
Zestaw szyn próżniowych
Deska ortopedyczna



Wnętrze pojazdu zostało specjalnie zaprojektowane do użytkowania w krajach o wysokich temperaturach.

## POJAZD BAZOWY

Model	Mercedes-Benz Sprinter
Typ	315 CDI, KA
Napęd	4 x 2
Moc silnika	110 kW / 150 KM
Typ pojazdu	furgon
Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klimatyzacja w kabinie kierowcy i przdziale medycznym na wypadek ekstremalnych warunków pogodowych</li><li>• System ogrzewania z dodatkowym wymiennikiem ciepła</li><li>• Duże podwójne drzwi tylne z kątem otwarcia 270°</li><li>• Duże przesuwane drzwi boczne po prawej stronie</li></ul>
Rozstaw osi	3665 mm
Dopuszczalna masa całkowita	3500 kg



Nosze są bezpiecznie i stabilnie umieszczane w pojeździe za pomocą rampy załadunkowej.

Koncepcja ta może być zastosowana w innych typach pojazdów. Wyposażenie jest przykładowe i może być dostosowane do wymagań.

