

**WAS**<sup>®</sup>

MAKING VEHICLES SPECIAL



Komfort spotyka się z funkcjonalnością:  
**nowy samochód transportowy**  
**WAS 300**

WAS | 300 KTW 3,5 T

## WAS 300 KTW: przemyślany w każdym szczególe.



### KRÓTKI OPIS

Ten samochód transportowy przekonuje gładkimi, łatwymi do czyszczenia powierzchniami i przejrzystym wnętrzem, które doskonale optymalizuje wykorzystanie przestrzeni. Urządzenia medyczne są bezpiecznie i higienicznie przechowywane w szafkach – dla maksymalnego porządku i najwyższych standardów higieny.

W centrum uwagi znajduje się pacjent, a bezpieczeństwo i ergonomia personelu ratowniczego są zapewnione przez cały czas. Przemyślane rozwiązania w zakresie przestrzeni do przechowywania w odpowiednich miejscach umożliwiają wydajną pracę bez ograniczenia swobody ruchów. W ten sposób powstaje komfortowe, funkcjonalne miejsce pracy, które znacznie ułatwia wykonywanie zadań. Pojazd bazowy Mercedes-Benz Sprinter przekonuje solidną konstrukcją, nowoczesnym komfortem jazdy oraz mocnym, a jednocześnie ekonomicznym napędem. W połączeniu z wysoką jakością wyposażenia WAS powstaje trwały samochód przewoźny który łączy w sobie bezpieczeństwo, wydajność i komfort na najwyższym poziomie.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Okrągłe reflektory robocze LED

Zintegrowany system ostrzegawczy w stylu WAS z przodu i z tyłu

Przednie światła błyskowe LED Hänsch Sputnik SL

System ostrzegania jazdy tyłem Button Blast

Akustyczny system ostrzegawczy Hänsch zintegrowany z kratką chłodnicy

Czujniki monitorujące tył pojazdu

System kamer 360

### WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

System noszy CPS Stollenwerk

Różne schowki na lewej ścianie bocznej na 10-litrową butlę z tlenem, plecaki, Accuvac, materac próżniowy, nosze podbierakowe i inne materiały

Fotel na ścianie działowej

Mobilne krzesło transportowe z rampą

Zaopatrzenie w tlen z różnymi gniazdami tlenowymi

Gniazda 230 V i 12 V

Centrala elektryczna CAN Bus 12 V

Wymiennik ciepła i automatyczna klimatyzacja, sterowane za pomocą centralnego wyświetlacza dotykowego

Schowek dachowy z oświetleniem LED w ścianie działowej

Oświetlenie wewnętrzne LED z oświetleniem awaryjnym i niebieskim oświetleniem nocnym

Uchwyt na kropłówkę w suficie

Wentylator dachowy do na- i odpowietrzania



# Kompaktowy, bezpieczny, niezawodny: nowy samochód transportowy WAS 300.



## KABINA KIEROWCY

System Rescuetrack Convexis do nawigacji i danych pacjenta

Monitor do kamery 360

Radiostacja Sepura

Konsola środkowa między fotelem kierowcy a fotelem pasażera

Panel sterowania z podświetlanymi przyciskami

Centralka elektryczna 12 V, montaż za fotelem kierowcy

Ładowarka, montaż za fotelem pasażera

## POJAZD BAZOWY

Model Mercedes-Benz Sprinter

Moc silnika 110 kW /150 KM, 4x2

Skrzynia biegów 9-biegowa automatyczna skrzynia biegów

Rozstaw osi 3665 mm

Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg

## CECHY

Ogrzewanie powietrzne z wylotem do schowka na stopień wejścia bocznego

Mocowanie noszy podbierakowych w szafie na materac próżniowy



Koncepcja może być zastosowana w innych typach pojazdów. Wyposażenie ma charakter przykładowy i może być dostosowane do wymagań.



**Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH** | Darwinstr. 11 | 48488 Emsbüren, Niemcy  
telefon +49 5903 93201-100 | faks +49 5903 93201-602 | info@was-vehicles.com | www.was-vehicles.com